

Ruthinium® Group



 **Ruthinium®
Group**

We take care of your smile

Dental Manufacturing S.p.A.
Via Cà Mignola Nuova, 1699
45021 Badia Polesine
Rovigo (Italy)
+39 0425 51628 - 0425 590587
Fax +39 0425 590156
www.ruthinium.it
info@ruthinium.it

Catalogo prodotti vari

Miscellaneous products catalogue





Acry Cette • <i>Acry Cette</i>	4
Articolatore a valore medi • <i>Average value Articulator</i>	5
PROT-EASY • <i>PROT-EASY</i>	5
Cofanetto Portadenti • <i>Tooth-holder casket</i>	6
Perni per monconi • <i>Pins for stumps</i>	6
Perni per fusioni • <i>Pins for fusion</i>	6
Kera Casting Fast • <i>Kera Casting Fast</i>	7
Base per cilindri • <i>Base for cylinders</i>	7
Microsfere per Ritenzione • <i>Microspheres for Retention</i>	7

CERE • WAXES

Cera per Modellazione • <i>Modelling wax</i>	8
Cera collante • <i>Bonding wax</i>	8
Wire Wax • <i>Wire Wax</i>	9
Hartiwax • <i>Hartiwax</i>	9
Plastiwax • <i>Plastiwax</i>	10

ABRASIVI • ABRASIVES

Punte montate per leghe preziose • <i>Mounted tips for precious alloys</i>	11
Punte montate per ceramica • <i>Mounted tips for ceramic</i>	11
Punte montate per resina Res-Diamant • <i>Mounted tips for resin Res-Diamant</i>	12
Routine abrasive per leghe preziose e ceramica • <i>Abrasive rollers for precious alloys and ceramic</i>	12
Dischi separatori extra sottili • <i>Extra fine separator discs</i>	12
Gommini a routine lenticolari e cilindrici per leghe preziose <i>Rubbers with lenticular and cylindrical rollers for precious alloys</i>	13
Spazzole con centro metallico • <i>Brushes with metal centre</i>	13
Acry Lux – abrasivi per lucidatura e brillantatura dei manufatti in resina <i>Acry Lux – abrasives for polishing and shining resin creations</i>	14
Spazzolini con manico in legno • <i>Brushes with wooden handle</i>	15
Pomice • <i>Pumice</i>	15

Acry Cette • Acry Cette

Facette in polimero acrilico studiate per semplificare e rendere più veloce la realizzazione di manufatti protesici provvisori.

Acrylic polymer strips designed to make the construction of provisional prosthetic products easier and faster.




- Le Acry Cette sono caratterizzate da:
- Semplicità d'impiego e d'applicazione
 - Garanzia di stabilità cromatica
 - Durezza
 - Ottimo effetto estetico
 - Ampia disponibilità di forme e colori

Colori: A2 - A3 - A3,5 - B2
C1 - C2 - D2 - D3

- The key features of Acry Cette are:
- Ease of use and application
 - Guarantee of colour stability
 - Hardness
 - Excellent aesthetic results
 - Wide range of shapes and colours

Colours: A2 - A3 - A3,5 - B2
C1 - C2 - D2 - D3



SUPERIORI • UPPER

INFERIORI • LOWER

▲	E1	
	(1) 43,3 (2) 8,7 (3) 10,4 (4) 8,1	
▲	E2	
	(1) 42,7 (2) 9,2 (3) 11,0 (4) 8,1	
▲	E3	
	(1) 45,0 (2) 10,1 (3) 12,1 (4) 8,4	
▲	E4	
	(1) 48,8 (2) 10,5 (3) 12,7 (4) 8,8	
▲	F3	
	(1) 42,2 (2) 9,8 (3) 12,4 (4) 7,9	
▲	F4	
	(1) 48,3 (2) 10,4 (3) 12,5 (4) 8,6	

●	G2	
	(1) 44,5 (2) 9,2 (3) 10,5 (4) 8,2	
●	G3	
	(1) 44,8 (2) 9,8 (3) 11,6 (4) 8,2	
■	G4	
	(1) 48,3 (2) 9,3 (3) 11,8 (4) 8,7	
▲	H4	
	(1) 43,8 (2) 9,0 (3) 11,4 (4) 8,0	

●	K4	
	(1) 34,6 (2) 9,8 (3) 11,3 (4) 5,0	
●	K5	
	(1) 34,0 (2) 9,0 (3) 10,9 (4) 5,1	
●	K6	
	(1) 35,0 (2) 9,8 (3) 11,0 (4) 5,3	
●	K8	
	(1) 40,0 (2) 8,2 (3) 10,1 (4) 6,1	
●	K9	
	(1) 38,5 (2) 9,5 (3) 11,2 (4) 6,5	
●	K10	
	(1) 40,0 (2) 12,2 (3) 14,0 (4) 5,7	

COD. 0130001

ACRY CETTE 6 SUPERIORI
ACRY CETTE 6 UPPER

COD. 0130002

ACRY CETTE 6 INFERIORI
ACRY CETTE 6 LOWER

Articolatore a valore medi • Average value Articulator

Articolatore a valori medi a basso peso in alluminio pressofuso.

Fissaggio in centrica. Ritorno automatico dell'asse cerniera con molla. Perfetta stabilità a anche in posizione aperta. Facile accesso e visibilità delle superfici linguali. Dotato di 4 piastrine di montaggio intercambiabili autocentranti in alluminio e di piano di Camper.

Lightweight average value articulator in cast aluminium.

Centric locking. Automatic return of the sprung hinge axis. Perfect stability even in the open position.

Easy access and visibility of the lingual surfaces. Fitted with 4 interchangeable, self-centering, aluminium attachment plates and Camper's plane.



Caratteristiche tecniche

Distanza intercondilare	110 mm.
Inclinazione dei condili	fissa a 30°
Angolo di Bennet	fisso a 7°
Guida incisiva	10°
Distanza tra le piastre di montaggio	85 mm.
Peso	400 gr.
Apertura	180°

Technical data

Intercondylar distance	110 mm.
Inclination of condyles	fixed at 30°
Bennet's angle	fixed at 7°
Incisive guide	10°
Distance between the attachment plates	85 mm.
Weight	400 gr.
Aperture	180°

COD. 9990041

ARTICOLATORE A VALORI MEDI
AVERAGE VALUE ARTICULATOR

PROT-EASY • PROT-EASY

Protesi immediate complete per uso provvisorio.

Veloci e semplici nell'impiego: solo da ribasare con la garanzia di un servizio immediato.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

2 forme superiori (SUP M3 – SUP M5)
4 forme inferiori (INF M3 Small – INF M5 Small
INF M3 Large – INF M5 Large)
Denti utilizzati: Ruthinium Acry Lux
Resina utilizzata: Ruthinium Acry Self

Immediate full denture for temporary use.

Fast and simple to use: just requires fixing, ensuring an immediate service to the patient.

CONTENTS OF THE PACKAGE:

2 upper forms (UPP M3 – UPP M5)
4 lower forms (LOW M3 Small – LOW M5 Small – LOW M3
Large – LOW M5 Large)
Teeth used: Ruthinium Acry Lux
Resin used: Ruthinium Acry Self



COD. 6240002

PROT-EASY
PROT-EASY

COD. 6240003

RICAMBIO PROT-EASY
REFILL PROT-EASY

Cofanetto Portadenti • *Tooth-holder casket*

Mobiletto in plastica a 10 cassetti dotati di divisori interni per un corretto posizionamento dei sets di denti.

Composto da:

5 cassetti con alloggio per 36 sets di incisivi cad.

5 cassetti con alloggio per 24 sets di molari cad.

Plastic cabinet with 10 drawers divided internally for the correct positioning of sets of teeth.

Composed of:

5 drawers each with compartments for 36 sets of incisors.

5 drawers each with compartments for 24 sets of molars.



COD. 7510004

COFANETTO PORTADENTI GRIGIO
GREY TOOTH HOLDER CASKET

Perni per monconi • *Pins for stumps*

Perni conici per monconi sfilabili in ottone duro fresato e tornito.

Disponibili con e senza spillo.

Removable conic pins for stumps in hard, milled, turned brass.

Available with or without tab.



COD. 6260001	PERNI X MONCONI N.1 senza Spillo <i>PINS FOR STUMPS No.1 without Tab</i>	100 pz 100 pcs.	COD. 6270001	PERNI X MONCONI N.1 con Spillo <i>PINS FOR STUMPS No.1 with Tab</i>	100 pz 100 pcs.
COD. 6260002	PERNI X MONCONI N.2 senza Spillo <i>PINS FOR STUMPS No.2 without Tab</i>	100 pz 100 pcs.	COD. 6270002	PERNI X MONCONI N.2 con Spillo <i>PINS FOR STUMPS No.1 with Tab</i>	100 pz 100 pcs.

Perni per fusioni • *Pins for fusion*

Perni in plastica per fusioni utilizzati come canali di colata nelle fusioni.


Costruiti in materiale calcinabile.

Disponibili nelle versioni:

Tipo A - Blu - gambo Ø 1,5 mm e nutrice Ø 4 mm

Tipo B - Verdi - gambo Ø 1,5 mm e nutrice Ø 6 mm

Tipo C - Rossi - gambo Ø 2,5 mm e nutrice Ø 5 mm



Plastic pins for fusion used as casting channels in fusions.

Made in calcinable material.

Available in versions:

Type A - Blue - stem Ø 1.5 mm and base Ø 4 mm

Type B - Green - stem Ø 1.5 mm and base Ø 6 mm

Type C - Red - stem Ø 2.5 mm and base Ø 5 mm

COD. 6250001	PERNI X FUSIONI 1/A <i>PINS FOR CASTS 1/A</i>	200 pz 200 pcs.
COD. 6250002	PERNI X FUSIONI 1/B <i>PINS FOR CASTS 1/B</i>	200 pz 200 pcs.
COD. 6250003	PERNI X FUSIONI 1/C <i>PINS FOR CASTS 1/C</i>	200 pz 200 pcs.

Kera Casting Fast • *Kera Casting Fast*

Rivestimento a legante fosfatico utilizzabile sia per la tecnica rapida che convenzionale.

Caratterizzato da granulometria fine e assenza di grafite, garantisce la riproduzione dei più piccoli dettagli. Adatto per tutti i tipi di fusione in protesi fissa (leghe nobili, metallo-ceramica, leghe palladiate e leghe vili). Imballaggio: confezione da 28 buste predosate da 160g.

Phosphatic binding agent coating can be used for both rapid and conventional techniques.

Its characteristic, fine grain and absence of graphite means even the tiniest details are reproduced. Suitable for all types of casts in fixed prostheses (noble alloys, metal-ceramic, palladium alloys and base alloys). Package: 28 pre-dosed packets of 160g.



COD. 4150001	KERA C.FAST PRED. POLV. KERA C.FAST PREDOSED POWDER	4.480 g 4,480 g			
COD. 3850001	RUTH. LIQUID RUTH. LIQUID	1.000 ml 1,000 ml	COD. 3860001	RUTH. LIQUID RUTH. LIQUID	5.000 ml 5,000 ml

Base per cilindri • *Base for cylinders*

Base rotonda in alluminio per la preparazione dei cilindri dotata di spalletta periferica per il contenimento del materiale ritentivo.

Round aluminium base for the preparation of cylinders fitted with peripheral return to contain the retentive material.



COD. 7310001	BASE POUR CYLINDRES EN ALUMINIUM BASE PARA CILINDROS DE ALUMINIO
--------------	---

Microsfere per Ritenzione • *Microspheres for Retention*

Microsfere in plastica da applicare sui modellati in cera per la realizzazione della parte estetica di ponti e corone in resina acrilica.

Le microsfere creano in questo modo l'ancoraggio meccanico della resina. Disponibili nei formati con diametro da 0,4 e 0,6 mm con apposita lacca adesiva.

Plastic microspheres for applying to wax models when creating the aesthetic part of bridges and crowns in acrylic resin.

This way the microspheres enable the mechanical anchorage of the resin. Available in formats with diameter of 0.4 and 0.6 mm with special adhesive lacquer.



COD. 6280001	MICROSFERE X RIT.+ LACCA 0,4 MICROSPHERES FOR RET.+ LACQUER 0.4	COD. 6290002	MICROSFERE X RITENZIONI 0,6 MICROSPHERES FOR RETENTION 0.6
COD. 6280002	MICROSFERE X RIT.+ LACCA 0,6 MICROSPHERES FOR RET.+ LACQUER 0.6	COD. 6300001	LACCA ADESIVA X MICROSFERE ADHESIVE LACQ. FOR MICROSPHERES
COD. 6290001	MICROSFERE X RITENZIONI 0,4 MICROSPHERES FOR RETENTION 0.4		

Cera per Modellazione • *Modelling wax*

Cera per modellazione gnatologica e per tutte le lavorazioni in protesi fissa.

Wax for gnathologic modelling and any fixed prosthesis procedures.



COD. 6010002	CERA X MODELLARE VERDE <i>GREEN MODELLING WAX</i>	500 g 500 g	COD. 6030002	CERA X MODELLARE BIANCA <i>WHITE MODELLING WAX</i>	500 g 500 g
COD. 6020001	CERA X MODELLARE VERDE <i>GREEN MODELLING WAX</i>	100 g 100 g	COD. 6040001	CERA X MODELLARE BIANCA <i>WHITE MODELLING WAX</i>	100 g 100 g

Cera collante • *Bonding wax*

Cera per fissaggio di elementi da saldare e posizionamento delle parti della protesi mobile da riparare.

Durezza elevata e basso coefficiente di contrazione.

Wax for bonding the parts being welded of removable prosthesis in repair.

Elevated hardness and low contraction.



COD. 6050002	CERA COLLANTE ROSSA <i>RED BONDING WAX</i>	500 g 500 g	COD. 6060001	CERA COLLANTE ROSSA <i>RED BONDING WAX</i>	100 g 100 g
--------------	---	----------------	--------------	---	----------------

Wire Wax • Wire Wax

Profilati in cera utilizzati come canali di colata nelle fusioni.

Facile adattabilità alla curvatura desiderata.
Disponibile in profilati singoli di colore blu e in bobina.

Wax sections used as casting ducts in fusions.

Easy to adapt to the desired curvature.
Available in single blue sections or on a reel.



COD. 6070005	TRAFILATI BLU MM. 1 <i>BLUE DRAWN WIRE MM. 1</i>	50 pz <i>50 pcs.</i>	COD. 6080006	PROFILATI BOBINA MM. 2,5 <i>REEL SECTION MM. 2.5</i>	250 g <i>250 g</i>
COD. 6070006	TRAFILATI BLU MM. 1,2 <i>BLUE DRAWN WIRE MM. 1.2</i>	50 pz <i>50 pcs.</i>	COD. 6080007	PROFILATI BOBINA MM. 3 <i>REEL SECTION MM. 3</i>	250 g <i>250 g</i>
COD. 6070007	TRAFILATI BLU MM. 1,8 <i>BLUE DRAWN WIRE MM. 1.8</i>	50 pz <i>50 pcs.</i>	COD. 6080008	PROFILATI BOBINA MM. 3,5 <i>REEL SECTION MM. 3.5</i>	250 g <i>250 g</i>
COD. 6070008	TRAFILATI BLU MM. 3 <i>BLUE DRAWN WIRE MM. 3</i>	50 pz <i>50 pcs.</i>	COD. 6080009	PROFILATI BOBINA MM. 4 <i>REEL SECTION MM. 4</i>	250 g <i>250 g</i>
COD. 6070009	TRAFILATI BLU MM. 3,3 <i>BLUE DRAWN WIRE MM. 3.3</i>	50 pz <i>50 pcs.</i>	COD. 6080010	PROFILATI BOBINA MM. 5 <i>REEL SECTION MM. 5</i>	250 g <i>250 g</i>

Hartiwax • Hartiwax

Cera per masticazione per lo studio odontoiatrico e laboratorio.

Impiegata per determinare il piano di occlusione e individuare il corretto rapporto tra l'arcata superiore e inferiore.
Disponibile nella versione rigida (blu) e tenera (giallo).

Impression wax for orthodontic study and laboratory use.

Used to determine the occlusion plane and identify the correct relationship between the upper and lower arch.
Available in the rigid (blue) and soft (yellow) versions.



COD. 6100003	HARTIWAX GIALLO <i>HARTIWAX YELLOW</i>	1000 g <i>1000 g</i>	COD. 6110003	HARTIWAX AZZURRO <i>HARTIWAX BLUE</i>	1000 g <i>1000 g</i>
--------------	---	-------------------------	--------------	--	-------------------------

Plastiwax • *Plastiwax***Cera rosa in fogli per la modellazione in protesi mobile.**

Indicata per tutte le stagioni. Riscaldata si adatta facilmente e velocemente alla forma delle creste del modello.

Pink wax in sheets for modelling removable prostheses.

*Can be used throughout the year.
When heated moulds easily and quickly
to the form of the crests of the model.*



COD. 6170001

PLASTIWAX
PLASTIWAX500 g
500 g

COD. 6170002

PLASTIWAX
PLASTIWAX1000 g
1000 g

Punte montate per leghe preziose • Mounted tips for precious alloys

Punte montate a granulometria fine per rifinitura di leghe preziose.

Disponibili nelle forme:

AU1 – AU1/A – AU2 – AU3 (rettificate)

AU4 – AU5 – AU6 – AU7 (non rettificate)

Mounted fine grain tips for finishing precious alloys.

Available in forms:

AU1 – AU1/A – AU2 – AU3 (rectified)

AU4 – AU5 – AU6 – AU7 (non-rectified)



COD. 5090AU1	PUNTE MONTATE AU1 MOUNTED TIPS AU1	48 pz 48 pcs.	COD. 5090AU5	PUNTE MONTATE AU5 MOUNTED TIPS AU5	48 pz 48 pcs.
COD. 5090AU2	PUNTE MONTATE AU2 MOUNTED TIPS AU2	48 pz 48 pcs.	COD. 5090AU6	PUNTE MONTATE AU6 MOUNTED TIPS AU6	48 pz 48 pcs.
COD. 5090AU3	PUNTE MONTATE AU3 MOUNTED TIPS AU3	48 pz 48 pcs.	COD. 5090AU7	PUNTE MONTATE AU7 MOUNTED TIPS AU7	48 pz 48 pcs.
COD. 5090AU4	PUNTE MONTATE AU4 MOUNTED TIPS AU4	48 pz 48 pcs.	COD. 509AU1A	PUNTE MONTATE AU1/A MOUNTED TIPS AU1/A	48 pz 48 pcs.

Punte montate per ceramica • Mounted tips for ceramic

Punte montate a granulometria media per la rifinitura di elementi ceramici.

Disponibili nelle forme:

K1 – K1/A – K2 – K3 (rettificate)

K4 – K5 – K6 – K7 (non rettificate)

Medium grain mounted tips for finishing ceramic parts.

Available in forms:

K1 – K1/A – K2 – K3 (rectified)

K4 – K5 – K6 – K7 (non-rectified)



COD. 51100K1	PUNTE MONTATE K1 MOUNTED TIPS K1	48 pz 48 pcs.	COD. 51100K5	PUNTE MONTATE K5 MOUNTED TIPS K5	48 pz 48 pcs.
COD. 51100K2	PUNTE MONTATE K2 MOUNTED TIPS K2	48 pz 48 pcs.	COD. 51100K6	PUNTE MONTATE K6 MOUNTED TIPS K6	48 pz 48 pcs.
COD. 51100K3	PUNTE MONTATE K3 MOUNTED TIPS K3	48 pz 48 pcs.	COD. 51100K7	PUNTE MONTATE K7 MOUNTED TIPS K7	48 pz 48 pcs.
COD. 51100K4	PUNTE MONTATE K4 MOUNTED TIPS K4	48 pz 48 pcs.	COD. 5110K1A	PUNTE MONTATE K1/A MOUNTED TIPS K1/A	48 pz 48 pcs.

Punte montate per resina Res-Diamant • Mounted tips for resin Res-Diamant

Punte montate in abrasivo poroso con elevatissima capacità di asportazione.

Non surriscaldano la resina consentendo l'operatività continua.
Disponibili nelle forme: D1 – D2 – D3 – D4 – D5

Mounted tips in porous abrasive with elevated removal capacity.

*Does not overheat the resin enabling continuous operation.
Available in forms: D1 – D2 – D3 – D4 – D5*



COD. 51200D1	PUNTE MONTATE X RESINA D1 MOUNTED TIPS FOR RESIN D1	4 pz 4 pcs.	COD. 51200D4	PUNTE MONTATE X RESINA D4 MOUNTED TIPS FOR RESIN D4	4 pz 4 pcs.
COD. 51200D2	PUNTE MONTATE X RESINA D2 MOUNTED TIPS FOR RESIN D2	4 pz 4 pcs.	COD. 51200D5	PUNTE MONTATE X RESINA D5 MOUNTED TIPS FOR RESIN D5	4 pz 4 pcs.
COD. 51200D3	PUNTE MONTATE X RESINA D3 MOUNTED TIPS FOR RESIN D3	4 pz 4 pcs.			


Ruotine abrasive per leghe preziose e ceramica • Abrasive rollers for precious alloys and ceramic

Ruotine abrasive per rifinitura di leghe preziose e ceramica.

Disponibile in granulometria fine per le leghe preziose e media per ceramica.

Abrasive rollers for finishing precious alloys and ceramic.

Available in fine grain for precious alloys and medium grain for ceramics.



LEGHE PREZIOSE • PRECIOUS ALLOYS			CERAMICA • CERAMIC		
COD. 5150001	RUOTINE ABRASIVE 22X3,0 ABRASIVE ROLLERS 22X3,0	100 pz 100 pcs.	COD. 5160001	RUOTINE ABRASIVE 22X3,3 ABRASIVE ROLLERS 22X3,3	100 pz 100 pcs.
COD. 5150003	RUOTINE ABRASIVE 20X3 ABRASIVE ROLLERS 20X3	100 pz 100 pcs.	COD. 5160003	RUOTINE ABRASIVE 20X3 ABRASIVE ROLLERS 20X3	100 pz 100 pcs.
COD. 5150005	RUOTINE ABRASIVE 18X2,5 ABRASIVE ROLLERS 18X2,5	100 pz 100 pcs.	COD. 5160005	RUOTINE ABRASIVE 18X2,5 ABRASIVE ROLLERS 18X2,5	100 pz 100 pcs.
COD. 5150006	RUOTINE ABRASIVE 16X2 ABRASIVE ROLLERS 16X2	100 pz 100 pcs.	COD. 5160006	RUOTINE ABRASIVE 16X2 ABRASIVE ROLLERS 16X2	100 pz 100 pcs.


Dischi separatori extra sottili • Extra fine separator discs

Dischi separatori con elevata capacità di tagli.

Indicati in attività di separazione molto sottili.

Separator discs with high cutting capacity.

Suitable for extremely fine separation work.



COD. 5170001	SEPARATOR DISCS 19X0,3 DISCHI SEPARAT. 19X0,3	200 pz 200 pcs.	COD. 5180001	SEPARATOR DISCS 22X0,3 DISCHI SEPARAT. 22X0,3	200 pz 200 pcs.
--------------	--	--------------------	--------------	--	--------------------

Gomini a ruotina lenticolari e cilindrici per leghe preziose
Rubbers with lenticular and cylindrical rollers for precious alloys

Gomini in gomma siliconica per la rifinitura di tutte le leghe preziose.

Disponibili nella versione grigia (media) e nella versione bianca (morbida).

Rubbers in silicone rubber for finishing all precious alloys.

Available in the grey version (medium) and white version (soft).



COD. 5320001	GOMMINI 22X3,5 a ruotina grigi <i>RUBBERS 22X3,5 with grey rollers</i>	30 pz 30 pcs.	COD. 5360001	GOMMINI 17,5 lenticolari grigi <i>RUBBERS 17,5 grey lenticular</i>	30 pz 30 pcs.
COD. 5330001	GOMMINI 22X3,5 a ruotina bianchi <i>RUBBERS 22X3,5 with white rollers</i>	30 pz 30 pcs.	COD. 5370001	GOMMINI 17,5 lenticolari bianchi <i>RUBBERS 17,5 white lenticular</i>	30 pz 30 pcs.
COD. 5340001	GOMMINI 19X3,5 a ruotina grigi <i>RUBBERS 19X3,5 with grey rollers</i>	30 pz 30 pcs.	COD. 5380001	GOMMINI 6X25 cilindrici grigi <i>RUBBERS 6X25 grey cylindrical</i>	30 pz 30 pcs.
COD. 5350001	GOMMINI 19X3,5 a ruotina bianchi <i>RUBBERS 19X3,5 with white rollers</i>	30 pz 30 pcs.			

Spazzole con centro metallico • Brushes with metal centre

Spazzole ad un rango per la lucidatura di leghe e resine dentali.

Disponibili in setola colorazione nera e bianca e in pelo di capra.
Diametro 50 mm.

Brushes with one rank for polishing dental alloys and resins.

Available in black, white and goat bristle.
Diameter 50 mm.



COD. 5510002	SPAZZOLE SETOLA NERA <i>BLACK BRISTLE BRUSHES</i>	5 pz 5 pcs.	COD. 5530002	SPAZZOLE PELO CAPRA <i>GOAT BRISTLE BRUSHES</i>	5 pz 5 pcs.
COD. 5520002	SPAZZOLE SETOLA BIANCA <i>WHITE BRISTLE BRUSHES</i>	5 pz 5 pcs.			

Acry Lux – abrasivi per lucidatura e brillantatura dei manufatti in resina *Acry Lux – abrasives for polishing and shining resin creations*

Pasta abrasiva per lucidatura.

Abrasive paste for shining.



COD. 5650001	ACRY LUX PASTA ACRY LUX PASTE	1000 g 1000 g			
COD. 5660001	ACRY LUX PASTA ACRY LUX PASTE	500 g 500 g	COD. 5670001	ACRY LUX PASTA ACRY LUX PASTE	100 g 100 g

Crema per brillantatura.

Cream for shining.



COD. 5680001	ACRY LUX CREMA ACRY LUX CREAM	250 g 250 g			
COD. 5690001	ACRY LUX CREMA ACRY LUX CREAM	100 g 100 g			

Liquido per brillantatura.

Liquid for shining.



COD. 5700001	ACRY LUX LIQUIDO ACRY LUX LIQUID	1000 ml 1000 ml			
COD. 5710001	ACRY LUX LIQUIDO ACRY LUX LIQUID	250 ml 250 ml			

Spazzolini con manico in legno • *Brushes with wooden handle*

Spazzolino a setole nere per la pulizia delle postazioni di lavoro.
Lunghezza totale 200mm e lunghezza setole 47mm.

Black bristle brush for cleaning the workstation.
Total length 200mm, bristle length 47mm.



COD. 5560001

SPAZZOLINO SETOLA NERA 200X47
BLACK BRISTLE BRUSH 200X47

Pomice • *Pumice*

Pomice lavica di estrazione italiana di massima purezza e granulometria extra-fine.
Da usare per operazioni di levigatura di protesi totali o parziali mobili.

Italian volcanic pumice, maximum purity and extra fine grain.
Used for honing of total or partial removable prostheses.



COD. 5720001

POMICE
PUMICE

5.000 g
5,000 g

COD. 5730001

POMICE
PUMICE

10.000 g
10,000 g

COD. 5750001

POMICE
PUMICE

20.000 g
20,000 g

Distributed by



**Ruthinium®
Group**

We take care of your smile

Dental Manufacturing S.p.A.

Via Cà Mignola Nuova, 1699 - 45021 Badia Polesine - Rovigo (Italy)

+39 0425 51628 - 0425 590587 - Fax +39 0425 590156

www.ruthinium.it info@ruthinium.it