

Resina per ponti e corone
C&B Resin



AcryC&B



**Ruthinium®
Group**

Dental Manufacturing S.p.A.

We take care of your smile

Resina acrilica ad alto peso molecolare per:

- Provvisori indiretti in laboratorio
- Provvisori di lunga durata
- Rivestimento estetico su ponti e corone metallici
- Riparazioni

Vantaggi

- Semplicità d'impiego. Acry C&B permette la realizzazione di manufatti con notevole risparmio di tempo.
- Versatilità: può essere usata con tutte le tecniche di lavorazione.
- Elevato risultato estetico, anche a spessore ridotto.
- Resistenza all'abrasione e alla rottura. L'impiego di resine ad alto peso molecolare Cross Linked è garanzia di manufatti resistenti nel tempo e stabilità chimico fisica.
- Scarsa adesione della placca batterica. La compattezza molecolare e la semplicità di lucidatura del prodotto rendono difficile l'adesione della placca, oltre all'assorbimento dei liquidi presenti nel cavo orale.
- Biocompatibilità.

High molecular-weight acrylic resin for:

- *Temporary works in the laboratory.*
- *Long-lasting temporary works.*
- *Aesthetic covering on metal bridges and crowns.*
- *Repairs.*

Advantages

- *Ease of use. With Acry C & B you can manufacture the product in notably shorter times.*
- *Versatility: it can be used with all manufacturing techniques.*
- *High level aesthetic results, even with reduced thickness.*
- *Abrasion and breakage resistant. The use of Cross Linked high molecular-weight resin guarantees products that are resistant both in terms of time and chemical-physical stability.*
- *Low bacterial plaque adhesion. The molecular compactness and the ease of polishing make plaque adhesion difficult, apart from the absorption of liquids present in the oral cavity.*
- *Bio-compatibility.*





Realizzazione di provvisori indiretti con tecnica a freddo

Acry C&B permette di realizzare provvisori in modo rapido, usando mascherine (colata o formatura) o modellazione con spatola.

Production of temporary works using the cold working technique

With Acry C&B you can produce temporary works quickly, using a little mould (cast or mould preparation) or modelling it with a small spatula.



Realizzazione di provvisori di lunga durata

Con la stessa metodologia, si ottengono provvisori di lunga durata usando il liquido Acry C&B Special e polimerizzatore a pressione.

Production of long-lasting temporary works

Long-lasting temporary works are obtained with the same method, using Acry C&B Special liquid and a pressure polymerizer.



Applicazione di Acry Cette.

Per ottenere risultati estetici di alto livello, semplificando la lavorazione, Acry C&B è il prodotto ideale da combinare con Acry Cette.

Per il posizionamento e fissaggio delle faccette acriliche, Acry C&B può essere impiegato con mascherine o con qualsiasi tecnica abituale, sia a caldo che a freddo.

Acry Cette application

For high level aesthetic results, making manufacture easier, Acry C&B is the ideal product to combine with Acry Cette.

For the positioning and fixing of acrylic facing applications, Acry C&B can be used with little moulds or with any other regular technique, be it hot or cold.



AcryC&Bkit

Kit per ponti e corone provvisori
Temporary C&B Kit

3 x 40g Dentina/Dentine
1 x 40g Smalto universale/Universal incisal
2 x 60ml Liquido SC/ SC Liquid

Accessori/Accessories
1 Scodellina in gomma/plastic dappen-dish
1 Spatola/spatula



Colori/Shades
A2 - A3,5 - C2
o/or
2A - 2B - 4B

CE
0546 ISO 10477



Realizzazione di Rivestimento estetico in protesi fissa.

Acry C&B, impiegata con il liquido Acry C&B Regular, permette di produrre la parte estetica di ponti e corone con la tecnica tradizionale della muffola. Per coloro che preferiscono la modellazione diretta con spatola, con il liquido Acry C&B Special si ottiene un impasto plastico e facile da applicare.

Production and aesthetic covering in a fixed prosthesis

Used with Acry C&B Regular liquid, Acry C&B allows you to produce the aesthetic part of bridges and crowns utilising the traditional muffle working technique. For those who prefer direct modelling with a spatula, you can obtain a plastic and easy to apply material using Acry C&B Special liquid.

Colorazioni disponibili per dentina, colletto e smalto Available shades for dentine, neck and enamel

A1	A2	A3	A3,5	B2	C1	C2	D2	D3	1A	1C	1D	1E	2A	2B	4A	4B
e/and INCISAL 1 - Smalto universale/Universal enamel									e/and INCISAL 2 - Smalto universale/Universal enamel							

Codice Code	Descrizione Description	
0640001	DENTINA / DENTINE ACRY C&B	40gr
0640002	DENTINA / DENTINE ACRY C&B	100gr
0640003	DENTINA / DENTINE ACRY C&B	500gr
0650001	COLLETTO / NECK ACRY C&B	40gr
0650002	COLLETTO / NECK ACRY C&B	100gr
0650003	COLLETTO / NECK ACRY C&B	500gr
0660001	SMALTO / INCISAL ACRY C&B	40gr
0660002	SMALTO / INCISAL ACRY C&B	100gr
0660003	SMALTO / INCISAL ACRY C&B	500gr
0590005	ACRY C&B KIT	

Codice Code	Descrizione Description	
0670005	MONOMERO/MONOMER C&B REGULAR	60 ml
0670006	MONOMERO/MONOMER C&B REGULAR	250 ml
0670007	MONOMERO/MONOMER C&B REGULAR	500 ml
0680005	MONOMERO/MONOMER C&B SPECIAL	60 ml
0680006	MONOMERO/MONOMER C&B SPECIAL	250 ml
0680007	MONOMERO/MONOMER C&B SPECIAL	500 ml
0690005	MONOMERO/MONOMER C&B SELF CURING	60 ml
0690006	MONOMERO/MONOMER C&B SELF CUR.	250 ml
0690007	MONOMERO/MONOMER C&B SELF CUR.	500 ml
0590004	OPAKER ACRY C&B	10 ml